


ENF *DYNAMIC*






FastTherapies

our brand is our mission

ENF *DYNAMIC*

ENF Dynamic introduce il concetto di trattamento dinamico strumentale per la riabilitazione, diventando uno strumento innovativo e funzionale sia per i professionisti che per i pazienti nelle cliniche mediche, studi di fisioterapia, palestre.



La Telecamera 3D consente di monitorare e analizzare in tempo reale i movimenti eseguiti durante la seduta di Trattamento Dinamico ENF. Grazie all'Elettroterapia Adattiva ENF abbinata all'esercizio terapeutico, si ottengono risultati straordinari su un grande numero di patologie dell'apparato locomotore. La misurazione continua del ROM Articolare (Range of Motion) consente di oggettivare ed archiviare la qualità terapeutica raggiunta.



**Riduzione
dei tempi di recupero**



Riduzione del dolore in 1^a seduta



Miglioramento ROM in 1^a seduta




Valutazione clinica oggettiva



**Archiviazione dati
in scheda paziente**

VANTAGGI



ENF Wireless

Body Tracking


Telecamera 3D

ENF DYNAMIC

ENF Wireless

La tecnologia ENF (ElectroNeuroFeedback) eroga correnti elettriche sulla superficie cutanea, agendo sul Sistema Nervoso Periferico con una sofisticata modulazione variabile in base al Feedback.

ENF Dynamic è dotato di **quattro unità wireless** senza fili, indossabili dal paziente, per eseguire trattamenti durante il movimento. Questa grande innovazione porta a risultati spesso strabilianti, sia nel miglioramento del gesto, sia nella correzione posturale.




Elettroterapia Adattiva


Il suo segreto è il feedback

Funzionamento dell'elettroterapia adattiva ENF: la linea blu rappresenta la dinamica della reazione corporea; la linea nera rappresenta la dinamica di emissione ENF come compensazione della risposta corporea. Viene eliminato l'adattamento e notevolmente ampliato il campo dell'azione riabilitativa.

TECNOLOGIA



ENF aumenta l'emissione
sul tessuto infiammato



ENF riduce l'emissione sul
tessuto normalizzato

**La forma d'onda ENF
cambia al variare
dell'impedenza
cutanea.**

**La reazione del corpo,
espressa dal cambio
di conducibilità
elettrica, modifica
l'emissione di corrente
sia in intensità di
erogazione che in
frequenza.**



Valutazione clinica

ENF Dynamic è dotato di una telecamera 3D ed un software che consentono di valutare il gesto motorio in modo digitale. Analizzare in tempo reale le asimmetrie statiche e dinamiche permette una chiara verifica articolare e posturale per definire il percorso riabilitativo con il completo coinvolgimento del paziente.

ENF Dynamic è il dispositivo ideale e facile da gestire, per offrire soluzioni efficaci su tutte le patologie dell'apparato muscolo scheletrico. Uno straordinario strumento innovativo per il trattamento di muscoli, tendini, dinamiche articolari, sia nell'ambito del recupero motorio, sia nel miglioramento della performance .



AREA e ORIGINE



Con **ENF Dynamic** è possibile realizzare una seduta di trattamento dinamico altamente mirata grazie a un processo strutturato.

Dopo aver indicato l'origine della limitazione articolare, si procede al Test di valutazione del ROM (Range of Motion) seguendo una sequenza definita dal software che comprende **tutti i test muscolari dell'articolazione coinvolta**.

ROM TEST

Trattamento Dinamico

ENF Dynamic consente trattamenti dinamici personalizzati, strutturati in sequenze di esercizi complementari intervallati da pause, durante le quali le unità wireless ENF erogano effetti terapeutici mirati.

Questo approccio sinergico favorisce il miglioramento della condizione tissutale, accelera il recupero dei movimenti compromessi e contribuisce a una significativa riduzione del dolore già dalla prima seduta, ottimizzando tempi ed efficacia del percorso riabilitativo.

3



TERAPIA ENF

ESERCIZI



Trattamento Dinamico	Esercizi	Ripetizioni	Serie	Pause
LEGGERO ★★	3	120	4	4

Trattamento Dinamico	Esercizi	Ripetizioni	Serie	Pause
INTENSO ★★★★★	3	240	8	8

A conclusione del trattamento dinamico ENF è possibile confrontare i dati dei test ROM rilevati prima e dopo, consentendo di valutare in modo oggettivo i miglioramenti ottenuti, dimostrando concretamente l'efficacia dell'integrazione tra la tecnologia ENF (Electro-Neuro-Feedback) e il movimento attivo del paziente.

Ogni esercizio prevede il raggiungimento di un obiettivo chiaro e misurabile rendendolo motivante e stimolando il paziente a dare il massimo nel recupero.

4



REPORT



Con ENF Dynamic è possibile utilizzare un Protocollo automatico o costruire la Terapia Libera più adatta alle esigenze.

Protocolli



Terapia Libera



Moduli Software

La struttura modulare del Dispositivo Medico **ENF Dynamic** consente l'adattamento a differenti esigenze cliniche, grazie a quattro moduli software principali:



Fisioterapia

Dedicato al recupero muscolare e articolare attraverso protocolli formati da esercizi complementari garantendo una riabilitazione stimolante delle funzioni compromesse, migliorando la forza e la coordinazione.



Ortopedia Pre e Post-intervento

Studiato per ottimizzare la condizione fisica del paziente in fase di Pre-intervento e per il recupero della stabilità e della funzionalità in fase Post-chirurgica riducendo rigidità e blocchi muscolari.



Neurologia

Rivolto a pazienti con patologie neurologiche offrendo stimoli calibrati e promuovendo la neuroplasticità attraverso la riorganizzazione del sistema nervoso e potenziando la comunicazione tra le aree cerebrali coinvolte.



Training & Fitness


Adatto a pazienti che necessitano di un mantenimento fisico controllato, questo modulo sfrutta la camera 3D per allenamenti con target di potenza, resistenza e coordinazione, sessioni cardio e di rinforzo muscolare personalizzabili.

STRUTTURA

ENF Premium Clinic

ENF Clinic

Reception




ENF Dynamic
Ortopedia

ENF Studio
Ortopedia

ENF Studio
Neuro

ENF Clinic

Post Intervento



ENF Dynamic
Neuro


ENF Dynamic
Neuro

ENF Dynamic
Ortopedia

ENF Dynamic
Propriocezione

ENF Clinic

Patologie Croniche



ENF Studio
Osteopatia

ENF Studio
Spine


ENF Studio
Urogyn

ENF Dynamic
Training

ENF Studio
Osteopatia

ENF Clinic

Medical Fitness



ENF Dynamic
Performance

ENF Dynamic
Training

ENF Studio
Fisioterapia
dello Sport



il nostro marchio è la nostra missione

www.fasttherapies.com

*Testi e fotografie sono puramente indicativi.
Documento informativo per uso interno. v 1.1*

